











# MUTAGENESE DES LEVURES



## Lecture des résultats

<b>Problématique :</b>	<b>Quelles sont les conséquences des U.V. sur les levures ?</b>
<b>Présentation :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♣ On se propose d'observer et de lire les résultats de l'expérience mise en route la semaine dernière.</li> <li>♣ Après la numérisation de la boîte de Pétri à l'aide d'une webcam, le logiciel "Mesurim" permettra de décompter les diverses colonies de levures obtenues.</li> <li>♣ Les résultats seront saisis dans le tableur "Lotus 1-2-3" et convertis en pourcentages.</li> </ul>

Activités	Capacités	Critères de réussite
<b>Observer</b> sans l'ouvrir la boîte de Pétri et en estimer la validité des résultats selon les critères suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Absence de développement de moisissures ou bactéries.</li> <li>♣ Nombre de colonies suffisant.</li> <li>♣ Nombre de colonies pas trop important (colonies bien distinctes).</li> <li>♣ Différences bien visibles entre les divers temps d'exposition aux UV.</li> </ul>	Observer  Sélectionner	 Critères de sélection respectés
<b>Monter</b> le dispositif décrit en page 2. <b>Brancher</b> la webcam à l'ordinateur .	Réaliser une manipulation	 Utilisation maîtrisée du matériel
<b>Lancer</b> le logiciel <i>Mesurim</i> (sur le bureau) <b>Choisir la source 'Philips TouCam Camera'</b> dans le menu <i>Fichier</i> <b>Capter</b> une image en choisissant le sous-menu correspondant du menu <i>Fichier</i> (Voir l'annexe "Acquérir" en page 2) <b>Compter</b> , pour chaque portion de la boîte de Pétri, le nombre de colonies blanches et de colonies rouges <i>Fichier</i> (Voir l'annexe "Compter" en page 2)	Utiliser l'outil informatique	 Utilisation maîtrisée des fonctionnalités du logiciel.  Respect des différentes étapes  Réglages corrects
<b>Lancer</b> le logiciel <i>Lotus 1-2-3</i> (dans <i>SVT</i> puis <i>Lotus SmartSuite</i> ) <b>Ouvrir</b> le fichier <i>comptageX.123</i> ( <i>X</i> correspondant au numéro du poste) du dossier <i>C:/svt/comptage</i> <b>Saisir</b> les résultats du comptage, dans le tableau correspondant à votre classe. <b>Appeler l'enseignant</b> avant d'enregistrer le fichier en fin de saisie <b>Analyser</b> le tableau des résultats.	Utiliser l'outil informatique  Adopter une démarche explicative	 Utilisation maîtrisée des fonctionnalités du logiciel.  Description des résultats  Mise en relation de cause à effet des résultats

DISPOSITIF	
<ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Monter la webcam sur le support métallique, objectif vers le sol.</li> <li>♣ Positionner la plaque porte-filtres sur le filtre 'visible'.</li> <li>♣ Placer la boîte de Pétri sous la Webcam</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Brancher le câble de la webcam sur le port <i>USB</i> en façade de l'unité centrale</li> </ul>	

ACQUERIR Réglages avant la capture de l'image		
Mise au point	Réglages contraste, luminosité....	Taille de l'image et résolution conseillées
<ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Positionner la Webcam pour observer en gros plan à l'écran l'ensemble de la boîte de Pétri.</li> <li>♣ Tourner la bague de la Webcam pour mettre au point.</li> </ul>	Option 'réglages' de la fenêtre de visualisation :  <i>Commandes d'image</i>  (uniquement)	Taille pour image fixe <b>1024 X 768</b>  Résolution (après avoir appuyé sur le bouton capture) <b>72 ppi</b>

COMPTER	
<u>Outils/Comptage</u> ou bouton 	Ouvre la fenêtre de comptage
<b>Fenêtre de comptage</b>  	Nombre ..... Choix du nombre de pointages  Couleur ..... Choix de la couleur du pointage  <input checked="" type="radio"/> 1 ..... Sélection du pointage N°1  9 ..... Nombre d'objets pointés  RAZ ..... Remise à zéro du pointage